



دستگاه DVT9000
IPC-9000

فهرست مطالب

۳	فواید کامپرشن تراپی
۴	معرفی اولیه دستگاه IPC9000
۴	کاربران دستگاه IPC9000
۵	کاف دستگاه IPC9000
۶	متعلقات و اجزای اصلی
۷	نمای کلی از دستگاه
۸	منو MODE
۸	مد ها

فواید کامپرشن تراپی

افراد برای کمک به بهبود زخم یا التهاب از روش کامپرشن تراپی استفاده می کنند. امروزه انواع مختلف جوراب های فشرده سازی از جمله جوراب شلواری های بدون نسخه تا وسایل تجویزی در دسترس هستند. میزان فشرده سازی با توجه به شدت و نوع شرایط تعیین می شود. کامپرشن تراپی زمانی که با حرکت ترکیب شود مؤثرترین نتیجه را خواهد داشت. فشرده سازی هنگام راه رفتن و فعال شدن عضلات ساق پا به پمپاژ خون به قلب کمک می کند این ترکیب می تواند ورم پاها را کاهش دهد. کامپرشن تراپی به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته است و فواید آن در تسکین و جلوگیری از مشکلات جدی تر اثبات شده است.

برخی از مزایای این روش درمانی عبارتند از:

- جلوگیری از ورم پا در افرادی که به مدت طولانی بعنوان مثال برای پروازهای طولانی ایستاده یا می نشینند.
- درمان رگ های واریسی
- درمان رگ های واریسی و سایر مشکلات پا در دوران بارداری
- پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در افراد بی حرکت
- بهبود زخم های پا
- جلوگیری از بازگشت زخم پا
- کمک به درمان ورم لنفاوی

معرفی اولیه دستگاه IPC9000

دستگاه IPC9000 با مکانیزم تمام دیجیتال، دارای ۶ عدد بالشتک یا کاف است که هر سه کاف به یک پا بسته می شود و در هر سیکل کاری کاف ها با مد های مختلف و فشار هوای تنظیم شده توسط کاربر توسط دستگاه پر و خالی و کنترل می شوند و عمل کمک رسانی به گردش خون را تسهیل می کنند. دستگاه دارای ۳ مد در حالت **DVT** و ۱۴ مد در حالت **rehabilitation** است که تفاوت آن ها در نحوه و مدت زمان باد کردن کاف ها می باشد. که به صورت کاملا دیجیتال توسط دستگاه پایش و اجرا می گردد.

این دستگاه جهت جلوگیری از ترومبوز قلبی و در زمانی که بیمار بستری بوده و توانایی تحرک ندارد استفاده می شود. این دستگاه با ایجاد فشار موضعی بر روی اندام از انسداد عروق وریدی جلوگیری می کند.

قابل استفاده در مراکز بیمارستانی و درمانی و خانگی برای جلوگیری از انسداد شریان و یا جلوگیری از لخته شدن خون در رگ را می باشد. ترومبوز قلبی با ایجاد یک لخته خون در زمان بی تحرکی اندام و حرکت لخته خون در رگ ایجاد می شود که می تواند باعث سکت قلبی شود این دستگاه با اعمال فشار روی اندام از این ایجاد لخته خون جلوگیری میکند.

کاربران دستگاه IPC9000

کاربران این دستگاه پرستاران بخش مراقبت های ویژه و مراکز فیزیوتراپی و متخصصین بیهوشی و جراحان هستند. این کاربران توسط مهندس پزشکان بیمارستان مربوطه آموزش های لازم و کافی را جهت کار با دستگاه می بینند. همچنین این آموزش ها در دفترچه راهنما دستگاه آورده شده که در مواردی خاص نیز آموزش های لازم توسط مهندسین شرکت به افراد ذیربط داده خواهد شد.

آنهوما | ANHUMA

کاف دستگاه IPC9000




این وسایل به همراه دستگاه DVT شماست

تعداد	پارامتر	
۱ عدد	آداپتور شارژ	۱
۲ عدد	کاف (به صورت سفارشی)	۲
۲ عدد	شلنگ کاف (به صورت سفارشی)	۳
۱ عدد	کتابچه راهنما	۵

دارای دو مد DVT و REHAB می باشد.
با انتخاب گزینه استارت دستگاه شروع به کار می کند.
گزینه تنظیمات برای تنظیم فشار و زمان و انتخاب مد های کاری و... در نظر گرفته شده است.


در مد DVT کاربر می تواند چهار مدل کاف کف پا، کف پا و ساق، ساق، ساق و ران را انتخاب کند.
و با استفاده از کلید ریست تنظیمات دستگاه به حالت تنظیمات اولیه برمی گردد.
در گوشه سمت راست میزان شارژ دستگاه نمایش داده شده.



این دستگاه دارای ۱۴ مد توانبخشی (REHAB) با کاربردهای مختلف است که مکانیزم هر یک توسط مهندسین شرکت آنهوما برنامه ریزی شده است.

مد ها

.Breeze	. Massage	.Sequential	.Joy	.Shuttel
.Wind	. Blink	.Circulation	.Comfortable	.Euphoria
.Storm	.Impulse	.Squeezing	.Comple	



www.anhuma.com

anhouma@gmail.com

◦ ۷ ۱ ۳ ۶ ۳ ۶ ۴ ۲ ۸ ۱

◦ ۹ ۱ ۷ ۳ ۱ ۲ ۹ ۴ ۱ ۴

شیراز بولوار دکتر حسابی شهرک آرين خیابان
فناوری پارک علم و فناوری فارس پایلوت فناوری B